



Название направляющего учреждения

Grid for name of the referring institution

Код направляющего учреждения

Grid for code of the referring institution

Фамилия врача

Grid for doctor's surname

И.О. врача

Grid for doctor's initials

Контактный телефон врача

Grid for doctor's contact phone

Фамилия пациента

Grid for patient's surname

Имя пациента

Grid for patient's name

Отчество пациента

Grid for patient's patronymic

Пол пациента

Gender selection: Мужской / Женский

Дата рождения пациента

Grid for patient's birth date

Код пациента

Grid for patient code

Беременность

Pregnancy status: Да / Нет

Срок беременности

Gestational week grid

День цикла

Cycle day grid

Время взятия образца

Grid for sample collection time

Диагноз

Grid for diagnosis

Дата взятия образца

Grid for sample collection date

Дополнительные данные для программ R024 и R025

Сообщалось ли Вам ранее о наличии инфекции Хеликобактер Пилори?

Yes/No/Don't know for Helicobacter pylori

Проводилось ли Вам лечение инфекции Хеликобактер Пилори?

Treatment history: more/less than 1 year ago, no, don't know

Принимали ли Вы в течение 2 недель до сдачи анализа препараты, снижающие кислотность желудка?

Medication history: Yes/No/Don't know

Бывает ли у Вас изжога, отрыжка кислым?

Heartburn/acid regurgitation: Yes/No/Don't know

Принимали ли Вы в течение 2 недель до сдачи анализа нестероидные противовоспалительные средства?

NSAID medication history: Yes/No/Don't know

Table with 4 columns: Sample ID, Program Name, Sample Type, and Priority. Rows for R024 and R025 programs.

Должность лица, направляющего биоматериал на исследование

Grid for position of the referring person

ФИО, направляющего биоматериал на исследование

Grid for name of the referring person

Подпись лица, направляющего биоматериал на исследование

Signature line

** Отцентрифугировать не позднее двух часов после взятия (1500 - 2000 г - 10 мин. при T=+18+25°C), перенести сыворотку в пробирку с крышкой-пробкой (без наполнителя) и сразу заморозить при T= -20°C. Доставить в замороженном виде!

Form for total number of tests ordered

Blank order form filled with printed letters, black or blue ink!

Select/Cancel buttons

R06



НОМЕР ОБРАЗЦА ИЛИ ШТРИХКОД ПРОБЫ	Исследование выдыхаемого воздуха МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИЙ • НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА	приоритет обычный	Образец ВЫДЫХАЕМЫЙ ВОЗДУХ
	<input type="checkbox"/> P112 Helicobacter pylori, 13C-уреазный дыхательный тест		

ВНИМАНИЕ! Для выполнения услуги P112 обязательно присутствие двух проб выдыхаемого воздуха, каждая проба должна быть промаркирована одинаковым штрих-кодом (дважды распечатать штрих-код с одним номером).

Последовательность проведения теста:

Исследование проводится утром натощак или не менее чем через 6 часов после последнего приема пищи.

1. Выпить 100-200 мл сока, принесенного с собой (апельсиновый, грейпфрутовый).*
2. Через 5-10 мин. после приема сока выдохнуть в пакет **с наклейкой синего цвета (базовая проба)**. Выдох должен быть полный, без усиленного вдоха. Сразу герметично закрыть пакет!
3. Осторожно открыть флакон с реагентом (13C-Мочевина (99%), 50 мг) и налить в него воду комнатной температуры (дистиллированную, питьевую негазированную) в объеме 50 мл.
4. Содержимое флакона с полностью растворенным реагентом выпить в течение 5 мин. после приготовления.
5. **Дети от 5 до 12 лет выпивают половину** приготовленного раствора (25 мл), для этого необходимо половину раствора перелить из флакона в другую емкость. Оставшийся раствор вылить.
6. Пациент старше 12 лет выпивает приготовленный раствор полностью (50 мл).
7. После приема раствора находиться **в спокойном состоянии (сидя)** в течение 30 мин.
8. **Строго через 30 мин.** после приема раствора выдохнуть воздух в пакет **с наклейкой красного цвета (диагностическая проба)**. Выдох должен быть полный, без усиленного вдоха. Сразу герметично закрыть пакет!
9. Герметично закрытые пакеты с пробами воздуха упаковать в один zip-пакет и отправить в лабораторию. Хранение и транспортировка образцов с пробами при T=+17+25°C в течение 48 часов (более длительный срок хранения необходимо согласовать с лабораторией).

* при наличии аллергической реакции на цитрусовые можно использовать яблочный сок (предпочтительно из зеленых яблок).



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКАЗАННЫХ АНАЛИЗОВ

Бланк заказа заполняется только печатными буквами
черной или синей ручкой!

 Выбрать
 Отменить

R06

